

## Feuille de travail pour le travail pratique prescrit (TPP) Position 2, 2025

Candidat·e opticien·ne CFC		
Nom, Prénom	Date	Candidat·e N°

Set numéro:	
-------------	--

### Position 2:

#### Domaine de compétence b. Traitement et entretien des produits optiques

DC b1 Monter, travailler et réparer des produits optiques

DC b2 Contrôler et juger la qualité des produits optiques

DC b3 Ajuster les montures sur les client·e-s

Exercice 2.1: Contrôle initial (contrôle de qualité) de verres de lunettes

Contrôle final (contrôle de qualité) d'une lunette complète

Exercice 2.2: Ajustage anatomique final d'une lunette

Exercice 2.3: Raccourcir des branches de lunettes

Exercice 2.4: Effectuer des réparations et préparer la monture de lunettes pour la vente

Remarques:


**Exercice 2.1 a) Contrôler deux verres: Contrôle initial**

Vérifiez les deux verres ci-joint en vous basant sur les données de l'ordonnance. Notez les éventuelles différences.

(Ne tenez pas compte des légères raies ou marques d'usure)

	Sph	Cyl	Axe	Add	Prisme	Base	Prisme	Base
Droite								
Gauche								

Type de verre:	
Matière:	
Traitement:	
Couleur:	
Diamètre:	

La distance entre les gravures et le point de centrage à distance est de 4mm.

**Exercice 2.1 b) Contrôler une lunette: Contrôle final**

Contrôlez l'exactitude de la lunette ci-jointe, verres y compris, selon les données l'ordonnance. Notez les différences éventuelles.

(Ne tenez pas compte des légères raies ou marques d'usure)

	Sph	Cyl	Axe	Add	Prisme	Base	Prisme	Base	DP	Haut.
Droite										
Gauche										

Type de verres:	
Matière:	
Traitement:	
Couleur:	

La distance entre les gravures et le point de centrage de distance est de 4mm.

Marque	Modèle	Couleur	Taille	Longueur des branches

Notez ici les erreurs. Il y a trois erreurs en tout dans les deux exercices

Exercice 2.1 a) et exercice 2.1 b) ensemble.

<u>Erreurs:</u>	
1.	
2.	
3.	
<b>L'évaluation du contrôle initial et final se fait en points.</b>	
<b>2 points par différence, au maximum 6 points</b>	
Reporter le résultat dans le protocole d'examen, position 2.1	

## Exercice 2.2: Ajustage anatomique final d'une monture

Ajustez anatomiquement la monture ci-jointe.

### 2.2 Ajustage anatomique final d'une monture

Montures plastique

Monture métallique

X

Monture percée/nylor

Remarques:

Le résultat doit être reporté dans le protocole d'examen, position 2.2

## Exercice 2.3: Raccourcir des branches de lunettes

Raccourcissez sur la monture de lunettes en acétate fournie, les deux branches de manière qu'il reste 2 à 3 millimètres d'acétate entre l'âme métallique et l'extrémité de la branche.

### 2.3 Raccourcir des branches de lunettes

Remarques:

Le résultat doit être reporté dans le protocole d'examen, position 2.3

## Exercice 2.4: Effectuer des réparations et préparer la monture de lunettes pour la vente

Remplacez les fils nylon de la monture de lunettes nylon fournie.

### 2.4 Effectuer des réparations et préparer la monture de lunettes pour la vente

Remarques:

Le résultat doit être reporté dans le protocole d'examen, position 2.4