

Foglio di lavoro per l'esame pratico specifico, posizione 2, 2025

Candidato/a Ottico/a AFC		
Cognome, Nome	Data	Candidato/a nr.

Numero set:	
-------------	--

Posizione 2:

Area di competenza manuale – Utilizzo e mantenimento di prodotti ottici

HK b1 Montaggio, regolaggio e riparazione di prodotti ottici

HK b2 Controllo qualità e valutazione di prodotti ottici

HK b3 Regolaggio montatura e adattamento al cliente

Compito 2.1: Controllo di entrata (controllo di qualità) di lenti per occhiali,

Controllo finale (controllo di qualità) occhiale completo

Compito 2.2: Regolaggio finale di una montatura

Compito 2.3: Accorciare aste

Compito 2.4: Eseguire riparazioni e preparare le montature per occhiali per la vendita

Osservazioni:

Compito 2.1 a) Controllo di due lenti oftalmiche: Controllo d'entrata

Verificare due lenti per occhiali rispetto ai dati specificati sulla scheda e annotare eventuali divergenze.

(Leggere tracce di usura / graffi non sono da considerare)

	Sph.	Cyl.	A.	Add.	Prisma	Base	Prisma	Base
Destra								
Sinistra								

Tipo di lente:	
Materiale:	
Trattamento:	
Colore:	
Diametro:	

La distanza tra le incisioni (gravure) e il punto di centraggio per lontano è di 4 mm.

Compito 2.1 b) Controllo di un occhiale: controllo finale

Verificare la montatura esistente, comprese le lenti, rispetto ai dati specificati sulla scheda e annotare eventuali divergenze.

(Leggere tracce di usura / graffi non sono da considerare))

	Sph	Cyl	A	Add	Prisma	Base	Prisma	Base	DP	Altezza
Destra										
Sinistra										

Tipo di lente:	
Materiale:	
Trattamento:	
Colore:	

La distanza tra le incisioni (gravure) e il punto di centraggio per lontano è di 4 mm.

Marca	Modello	Colore	Grandezza	Lunghezza aste

Annotate le discordanze/errori riscontrati. Nei due compiti è possibile individuare un totale di tre errori.

Compito 2.1 a) e compito 2.1 b) insieme.

<u>Discordanze / Errori:</u>	
1)	
2)	
3)	
Valutazione controllo di entrata e di uscita in punti 2 punti per discordanza - massimo 6pt Nel protocollo di esame inserire alla posizione 2.1	

Compito 2.2: Adattamento finale di una montatura

Adattare completamente la seguente montatura in maniera anatomica.

2.2 Adattamento finale della montatura

Montatura in acetato		Montatura in metallo	X	Montatura glasant/nylor	
----------------------	--	----------------------	---	----------------------------	--

Osservazioni:

La valutazione deve essere inserita nel protocollo d'esame, posizione 2.2

Compito 2.3: Accorciare aste

Accorciare entrambe le aste della montatura in acetato in modo che rimangano 2-3 millimetri di acetato tra l'anima metallica e l'estremità dell'asta.

2.3 Accorciare aste

Osservazioni:

La valutazione deve essere inserita nel protocollo d'esame, posizione 2.3

Compito 2.4: Eseguire riparazioni e preparare montature di occhiali per la vendita

Sostituzioner di un filo di nylon e regolaggio della stessa.

2.4 Eseguire riparazioni e preparare le montature per occhiali per la vendita

Osservazioni:

La valutazione deve essere inserita nel protocollo d'esame, posizione 2.4